

BARIKOS 




100%
ZERTIFIZIERTE
LÖSUNGEN
Mit Sicherheit.

BARIKOS Augenspülflasche

Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze



Die BARIKOS Augenspülflasche

Hygienische Augendusche für Beruf und Privat

Bei einem Unfall entscheiden Sekunden, in denen das Augenlicht beeinträchtigt werden kann. Daher ist eine schnelle Hilfe durch Augenspülflaschen unbedingt notwendig, um Verletzungen und Folgeschäden vorzubeugen.

Die Augenspülflasche BARIKOS KS ist zum sofortigen Spülen der Augen zur Vorbeugung von Augenverletzungen geeignet. Ob in chemischen Laboren, im produzierenden Gewerbe, oder in der Forstwirtschaft – es empfiehlt sich immer, eine Augenspülflasche BARIKOS KS griffbereit zu haben.

Unsere Augenspülflasche unterliegt der Norm DIN EN 15154-4, die einen präventiven Anwendungsfall vor Verletzung vorsieht, und ist seit Jahrzehnten unerreicht das Mittel der Wahl, wenn etwas »ins Auge« gegangen ist.

BARIKOS Augenspülflaschen mit ihrem einzigartigen Design und patentiertem Kippventil helfen unmittelbar nach unfallbedingter Kontamination der Augen mit Fremdkörpern oder Chemikalien jeglicher Art.

Vorteile der BARIKOS Augenspülflasche auf einen Blick

Für die zwei verschiedenen Größen der Augenspülflasche bieten wir auch Zubehör zur Aufbewahrung der Flaschen an den gefährdeten Arbeitsplätzen an.

- ✔ Keine Kenntnis über den ins Auge gedungenen Stoff erforderlich, da ph-neutral auf Wasserbasis (gleichermaßen geeignet für Säuren und Basen).
- ✔ Keine Verkeimungsgefahr wie häufig bei stationären Augenduschen.
- ✔ Schonende Spülung durch ergonomisch geformte Augenmulde sowie breitem, fächerförmigen Sprühstrahl.
- ✔ Entspricht der Norm DIN EN 15154-4 für Sicherheitsduschen.
- ✔ CE-Zeichen nach dem Medizinproduktegesetz.

Soforthilfe

Im Notfall entscheiden Sekunden – zur Vorbeugung von Verletzungen und Folgeschäden.

100% einsatzbereit

Universelle Augendusche – ohne weitere Kenntnisse über den ins Auge gedungenen Fremdkörper anwendbar, da ph-neutral und auf Wasserbasis.

100% fail-safe

Patentiertes Kippventil erlaubt aufwärts oder abwärts gerichtete Spülung mit Augendusche. Anatomischer Sprühkopf wirkt Reflexverschluss des geöffneten Auges entgegen.

100% keimfrei

Keine Verkeimungsgefahr, wie häufig bei stationären Augenduschen.

100% wartungsfrei

Augenspülflasche 2 Jahre haltbar versiegelt und wartungsfrei.

Mit Sicherheit.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln
Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de
www.bartels-rieger.de | www.barikos.de



Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/11774-2409-1036