



BARIKOS

DIE AUGENSPÜLFLASCHE.





**Augenspülflasche BARIKOS KS
620 ml**

Verwendung mit auf- oder abwärts gerichtetem Sprühkopf, in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar, entsprechend DIN EN 15154-4, CE-Zeichen als Medizinprodukt



**Augenspülflasche BARIKOS To-Go
175 ml**

Ideal für unterwegs, passt in jede Kitteltasche, in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar, entsprechend DIN EN 15154-4, CE-Zeichen als Medizinprodukt

Vorteile von BARIKOS

- Universell einsetzbar
- Geeignet für Säuren und Basen
- Anatomisch geformter Sprühkopf
- pH neutrales, mineralisiertes Wasser
- Keine Verkeimungsgefahr
- Frei von chemischen Zusätzen



Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen

Weithin sichtbare Notfallstation aus Kunststoff mit Spiegel und transparentem Klappdeckel
Abmessungen: 280 x 78 x 320 (mm)



Wandbehälter für eine Augenspülflasche

Weithin sichtbare Notfallstation aus Kunststoff mit Spiegel und transparentem Klappdeckel
Abmessungen: 180 x 78 x 320 (mm)

BARIKOS

Die Augenspülflasche.

Richard-Byrd-Str. 23
50829 Köln

Tel. +49 (0) 221 597 77 200
Fax +49 (0) 221 597 77 159
Mail mail@barikos.de
Web www.barikos.de

Unsere Produkte sind im Online-Shop erhältlich unter barikos.de/shop